

상완식 혈압계

제품 이미지													
모델명		JPN800	JPN700	JPN601	JPN600	HEM-7122	HEM-7320	HEM-7130	HEM-7121	HEM-7120	HEM-8712	HEM-7280T	HEM-7600T
블루투스 혈압계 (OMRON Connect)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
적용커프		피트 커프	피트 커프	연성 커프	연성 커프	연성 커프	피트 커프	연성 커프	연성 커프	연성 커프	연성 커프	연성 커프	피트 커프 *5)
대상 팔 둘레		17 ~ 36cm	17 ~ 36cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	17 ~ 36cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm
고혈압 표시*1)	아침고혈압	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	고혈압	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
측정자세 가이드		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아침/저녁 평균값 표시		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
평균값 표시*2)		●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-
메모리		2인 x 60회	100회	100회	90회	30회	90회	60회	30회	마지막 측정값	마지막 측정값	2인 x 100회	-
혈압레벨 표시		-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
불규칙 맥파		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
커프 착용 가이드		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
체동		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
시계 기능		●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-
AC 어댑터		● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (동봉)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	-
본체무게		약 640g *3)	약 380g *3)	약 280g *3)	약 280g *3)	약 250g *3)	약 380g *3)	약 280g *3)	약 250g *3)	약 250g *3)	약 250g *3)	약 364g *3)	약 240g *3)
크기(WxHxD)		약 183x99x230mm *4)	약 124x90x161mm *4)	약 107x79x141mm *3)	약 107x79x141mm *4)	약 103x80x129mm *4)	약 124x90x161mm *4)	약 107x79x141mm *4)	약 103x80x129mm *4)	약 103x80x129mm *4)	약 103x80x129mm *4)	약 115x84x139mm *4)	약 120x85x20mm *4)
건전지		AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AAA 사이즈 x 4개
기타		일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산							일본 생산

상완식 혈압계

제품 이미지							
모델명		JPN710T	JPN616T	JPN610T	HEM-7156	HEM-1020	HEM-1000
블루투스 혈압계 (OMRON Connect)		●	●	●	-	-	-
적용커프		피트 커프	피트 커프	피트 커프	피트 커프	가동식 커프	가동식 커프
대상 팔 둘레		22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	17 ~ 32cm	17 ~ 32cm
고혈압 표시*1)	아침고혈압	●	-	-	-	●	-
	고혈압	●	●	●	●	●	-
측정자세 가이드		-	-	-	-	●	●
아침/저녁 평균값 표시		●	-	-	-	●	-
평균값 표시*2)		●	●	●	●	●	●
메모리		2인 x 100회	2인 x 100회	100회	60회	2인 x 90회	2인 x 90회
혈압레벨 표시		-	-	-	-	●	-
불규칙 맥파		●	●	●	●	-	●
커프 착용 가이드		●	●	●	●	-	-
체동		●	●	●	●	●	●
시계 기능		●	●	●	●	●	●
AC 어댑터		● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (동봉)	● (동봉)
본체무게		약 460g *3)	약 340g *3)	약 340g *3)	약 337g *3)	약 1.6kg *3)	약 1.5kg *3)
크기(WxHxD)		약 191x85x120mm *4)	약 105x85x152mm *4)	약 105x85x152mm *4)	약 105x85x152mm *4)	약 179x211x246mm	약 230x217x228mm
건전지		AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	C 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개
기타		일본 생산	일본 생산	일본 생산			

가동식 혈압계

손목형 혈압계

제품 이미지					
모델명		HEM-6232T	HEM-6235	HEM-6181	HEM-6161
블루투스 혈압계 (OMRON Connect)		●	-	-	-
적용커프		연성 커프	연성 커프	피트 커프	피트 커프
대상 팔 둘레		13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm
고혈압 표시*1)	아침고혈압	●	●	●	-
	고혈압	●	●	●	-
측정자세 가이드		●	●	●	-
아침/저녁 평균값 표시		●	●	●	-
평균값 표시*2)		●	●	●	-
메모리		100회 x 2인	100회 x 2인	60회	30회
혈압레벨 표시		-	-	-	-
불규칙 맥파		●	●	●	●
커프 착용 가이드		●	●	●	●
체동		●	●	●	-
시계 기능		●	●	●	-
AC 어댑터		-	-	-	-
본체무게		약 91g *3)	약 91g *3)	약 86g *3)	약 85g *3)
크기(WxHxD)		약 91x63x13mm *4)	약 91x63x13mm *4)	약 93x62x20mm *4)	약 84x62x21mm *4)
건전지		AAA 사이즈 x 2개	AAA 사이즈 x 2개	AAA 사이즈 x 2개	AAA 사이즈 x 2개
기타		일본 생산	일본 생산		

* 1) 가정혈압 기준값 보다 높은 경우 표시됩니다. / * 2) 10분내 3회 측정 평균 / * 3) 건전지 미포함 / * 4) 커프 미포함 / * 5) 본체 커프 일체형